

Redcord Workstation Professional Floor Stand z 2 trawersami

System REDCORD MEDCIAL podłogowy. Zestaw aparatów Redcord z konstrukcją podłogową i konstrukcją sufitową dla 2 aparatów



Podstawowe właściwości

System REDCORD MEDCIAL podłogowy. Zestaw aparatów Redcord z konstrukcją podłogową i konstrukcją sufitową dla 2 aparatów

Innowacyjny zestaw Redcord Professional, pozwalający na montaż aparatów Redcord w każdych warunkach, niezależnie od wysokości i materiału, z którego wykonany jest sufit. Dołączone do zestawu aparaty Redcord Trainer i Redcord Axis umożliwiają trening i rehabilitację wykorzystujące metodę Neurac i ćwiczenia w podwieszeniu.

Konstrukcja pozwala na montaż dwóch aparatów Redcord Trainer czyniąc z niego optymalne stanowisko do rehabilitacji i treningu.

Zastosowanie:

- Rehabilitacja
- Sport
- Fitness

Cechy charakterystyczne:

- Unikalny i efektywny system do przeprowadzenia ćwiczeń funkcjonalnych za pomocą systemu podwieszek, przeznaczony do pomieszczeń, w których nie można zamontować zestawu na suficie.
- Zestaw umożliwiający przeprowadzenie funkcjonalnego treningu w podwieszeniu z wykorzystaniem konstrukcji przyściennej i konstrukcji podłogowej (NOWOŚĆ !!).
- Zapewnia stabilność pracy i komfortową przestrzeń do przeprowadzenia treningu lub rehabilitacji z użyciem aparatów Redcord.
- Wymiary konstrukcji podłogowej Floor Stand: (dł. x szer. x wys.): 2,65 m x 1,90 m x (2,52-2,56) m
- Specyfikacja techniczna aparatu Trainer:
 - maksymalny udźwig: 250 kg
 - wymiary: 67 cm x 23 cm x 9 cm

Zestaw Redcord Workstation Professional Floor Stand z 2 trawersami (100202)

Podstawowy zestaw z konstrukcją podłogową i konstrukcją sufitową, zawierający:

- 1x aparat AXIS,
- 2x aparat TRAINER,
- 2x podwieszka szeroka,
- 2x podwieszka wąska,
- 1x podwieszka dzielona,
- 1x linka 5 m z kłamrą,
- 2x linka 60 cm czerwona,
- 2x linka 30 cm czerwona,
- 2x linka elastyczna 30 cm czarna,
- 2x linka elastyczna 30 cm czerwona,
- 2x linka elastyczna 60 cm czarna,
- 2x linka elastyczna 60 cm czerwona,
- 1x wałek 15x50 cm,
- 2x poduszka sensomotoryczna,
- 3x para uchwytów zwykłych,
- 1x para uchwytów POWER GRIP



INFORMACJA DOTYCZĄCA MONTAŻU ZESTAWÓW REDCORD

Optymalną wysokością, zapewniającą komfort użytkownika, na jakiej aparat lub zestaw sufitowy powinny się znajdować, to 240 cm. Standardowo każdy aparat lub zestaw sufitowy jest wyposażony w nóżki umożliwiające montaż na sufitach o wysokości 250-260 cm od podłogi.

Wzór na obliczenie długości nóżek: $X = H - A$

gdzie:

H – wysokość sufitu od podłoża

A – optymalna wysokość zamontowania aparatu / zestawu (zalecana wysokość 240 cm)

X – wymagana długość nóżek

Maksymalna wysokość pomieszczenia dla pojedynczych aparatów to 427 cm, a dla konstrukcji sufitowej 360 cm. W przypadku wyższych pomieszczeń zalecamy klientom rozważenie następujących rozwiązań:

1. Zakup konstrukcji wolnostojącej lub przyściennej (montaż konstrukcji przyściennej tylko do ściany nośnej, zapewniającej stabilność całej instalacji)
2. Montaż we własnym zakresie konstrukcji umożliwiającej zainstalowanie zestawu REDCORD w pomieszczeniu.



Podwieszka szeroka do systemów Redcord



Podwieszka wąska do systemów Redcord



Podwieszka dzielona do systemów Redcord



Poduszka sensomotoryczna



Walek 15x50 cm



Linka czerwona 5 m z zaczepem



Linki do aparatów Redcord



Para uchwytów zwykłych



Wzmocnione uchwyty Power Grip