

Prima Advance Comfort Supports

Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego Prima Advance z regulacją ręczną



Przeznaczenie:

Szyna CPM Prima Advance jest skutecznym urządzeniem wykorzystującym terapię ciągłym ruchem biernym w leczeniu pooperacyjnym. Wyposażona w plastikowe podkładki pod nogi.

Wskazania:

- Uwolnienie zeszywniałego stawu (artroza);
- Kontuzje i skręcenia stawów;
- Złamania (rzepki, piszczeli, kości udowej);
- Chirurgiczne wżernikowanie stawu (wycięcie łąkotki);
- Operacje mięśni i stawów;
- Operacyjne odtworzenie stawu (implantacja endoprotez).

Cechy charakterystyczne:

- Lekka, kompaktowa konstrukcja;
- Czytelny panel sterowania ręcznego (limit wyprostu, limit zgięcia, prędkość);
- Możliwość zatrzymania i odwrócenia ruchu w dowolnym momencie;
- Tzw. "Rezerwa Obciążenia" - ochrona przed nadmiernymi obciążeniami na stawy;
- Wyłącznik bezpieczeństwa pacjenta;
- Szeroki wybór akcesoriów.

Dane techniczne:

- Zasięg ruchu dla kolana: -5° do 115°
- Zasięg ruchu dla biodra: 10° do 75°
- Zgięcie podeszwowe (staw skokowy): 40°
- Zgięcie grzbietowe (staw skokowy): 30°
- Inwersja: stała
- Rewersja: stała
- Prędkość: 40° do 145° na minutę
- Wymiary pacjenta: 150 do 195 cm
- Wymiary: 94 x 33 cm
- Masa: 11 kg
- Napięcie: 90 do 260 V
- Pobór mocy: 50 W
- Klasyfikacja: typ B / klasa I



